

Silikon – ein äußerst vorteilhafter Werkstoff

Mit einem individuellen Silikonüberzug passen Sie die Optik Ihrer Prothese Ihrem Körper an und sorgen so für ein harmonisches Gesamterscheinungsbild.

Doch nicht nur die Optik Ihres Silikonüberzugs wird Sie überzeugen, sondern auch die hohe Alltagstauglichkeit.

Das verwendete Silikon ...

... ermöglicht stets saubere Hände – dank der einfachen Möglichkeit zur Reinigung im Vergleich zu konventionellen PVC-Handschuhen.

... zeichnet sich im Vergleich zu PVC-Handschuhen durch eine geringe Empfindlichkeit hinsichtlich alltäglicher Verschmutzungen wie z. B. Druckerschwärze aus.

... ist wasserbeständig und geruchlos.

... ist sehr hygienisch und lässt sich täglich mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife nachhaltig reinigen.*

... ist UV-beständig und temperaturstabil.

*Bitte achten Sie beim Reinigen des Überzugs darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Prothese eindringt.

„Ich liebe es, meine Kinder bei ihren zahlreichen Aktivitäten zu begleiten: zum Beispiel beim Toben auf dem Spielplatz, beim Fahrradfahren und beim Fußballspielen. Durch den Silikonüberzug kann ich die wertvollen Momente mit ihnen genießen – ohne Einschränkungen.“

Zuzana, 34

Mit freundlicher Empfehlung

Im Handumdrehen zu Ihrem individuellen Silikonüberzug

Jeder Silikonüberzug ist ein echtes Einzelstück: Er wird nach Ihren Vorstellungen und exakt nach Ihrem Erscheinungsbild in sorgfältiger Handarbeit für Sie gefertigt. Die dafür notwendigen Daten – genaue Maße, detaillierte Abdrücke und aussagekräftige Fotos – ermittelt Ihr Orthopädietechniker für Sie. So ist sichergestellt, dass der Überzug Ihr Körperbild hinsichtlich Form, Größe und optischer Gestaltung bestmöglich ergänzt.

Wenn Sie sich für die Ausführungsvariante „Natural“ entscheiden, können Sie vor der endgültigen Fertigstellung Ihres Silikonüberzugs Einfluss auf die finale Gestaltung nehmen. Hierfür empfehlen wir einen zusätzlichen Kontrolltermin zur Farbabstimmung. So gewährleisten wir, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden.

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH
Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3030 · F +49 5527 848-1585
servicefertigung_silikon@ottobock.de · www.ottobock.de

ottobock.

Individueller Silikonüberzug für Ihre Armprothese

Von Hand gefertigt

Quality for life

Information für Anwender


Den Alltag meistern – ohne Kompromisse

Der individuelle Silikonüberzug für Armprothesen sorgt dafür, dass Ihre Prothese nicht auf den ersten Blick als solche erkennbar ist. Er bedeckt sie bis zum Ellenbogen, fügt sich harmonisch ins persönliche Körperbild ein und schützt die Bauteile darunter vor Feuchtigkeit oder Verschmutzung.

Zudem hat er auch eine ästhetische Funktion: Im Alltag spielen unsere Hände eine wichtige Rolle. Sie sind Blickfang und Visitenkarte gleichermaßen – saubere Hände und gepflegte Fingernägel werden vorausgesetzt. Eine Armprothese kann irritieren, Berührungssängste schüren und die Kontaktaufnahme hemmen. Diese Hürde vermeidet der Silikonüberzug.

Die Kombination unseres Know-hows und handwerklichen Könnens mit den vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten des Werkstoffs Silikon ermöglicht es uns, Ihren Silikonüberzug individuell zu gestalten.

Da jeder Überzug ein echtes, in Handarbeit gefertigtes Unikat ist, können wir ihn exakt an Ihr Erscheinungsbild anpassen. So entsteht eine detailgetreue und natürlich wirkende Imitation Ihrer Hand und Ihres Arms hinsichtlich Größe, Form, Farbgebung und anatomischer Besonderheiten. Dabei berücksichtigen wir sogar kleinste Details wie Fingernägel, Äderchen, Muttermale, Tattoos oder Behaarung.



Dazu tragen unter anderem bei:

- Täuschend echte Imitation Ihrer Hauttöne
- Natürliche Formgebung, insbesondere von Fingern, Handgelenk und Unterarm
- Lebendige Hautstrukturen mit Tiefenwirkung – sogar Äderchen oder Hautpigmente können dargestellt werden
- Hochwertige, individuell gestaltete Fingernägel (lackierbar)
- Natürlich wirkende Armbehaarung (wenn gewünscht)
- Umsetzung von Sonderwünschen wie z. B. die Aufbringung eines Tattoos

Von Hand gefertigt – mit viel Liebe zum Detail

Bei der Gestaltung Ihres Silikonüberzugs haben Sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen Ausführungen: „Classic“ und „Natural“. „Natural“ erfüllt hohe ästhetische Anforderungen. Mittels mehrfarbiger Fasern und einem mehrschichtigen Aufbau werden lebendige Hautstrukturen mit Tiefenwirkung geschaffen. Zudem werden die hochwertigen Fingernägel individuell gestaltet und sind sogar lackierbar.



Silikonüberzug "Natural" mit
Acryl-Nägeln (rechter Arm)