

## Kimba Neo

### Polsterfarben

Mit den neuen Designs für Mädchen und Jungen liegt der Kimba voll im Trend. Die Mikrofaserstoffe sind in den Grundfarben Grau und Schwarz erhältlich und mit Applikationen in Blau und Beere aufgelockert.

Atmungsaktive Abstandsgewirke in der Sitz- und Rückenfläche sind angenehm weich und auf die Farben des Bezugs abgestimmt. Zusätzlich unterstützen sie die Feuchtleitfunktion und sorgen für eine bessere Druckverteilung und Thermoregulierung. Die Standarddesigns kombinieren strapazierfähigen Grau-Melange-Stoff mit den Farben Türkis, Blau, Grün und Pink.

Alle Schlupfsäcke, Taschen und Dächer sind auf die Designs abgestimmt. Bei den Gestellen stehen je nach Modell die Farben Silber, Schwarz oder Weiß zur Auswahl.

#### Merkmale

##### • Polster Mikrofaser

- Besonders pflegeleicht und beständig gegenüber gängigen Desinfektionsmethoden
- Außergewöhnlich strapazierfähig und scheuerbeständig
- Hohe Atmungsaktivität und Hautverträglichkeit
- Hohe Farbbrillanz und Lichtechtheit
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

##### • Polster Abstandsgewirke

- Extrem hohe Luftzirkulation, dadurch klimaausgleichende Wirkung
- Ständiger Luftaustausch – besonders bei Bewegung (Pumpwirkung)
- Optimale Rückfederung, hohes Rücksprungvermögen (Punktelastizität)
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

#### i Hinweis

Die von uns verwendeten Stoffe entsprechen selbstverständlich den Anforderungen an Medizinprodukte in Bezug auf Schwerentflammbarkeit und Biokompatibilität.



Quality for life





